

LAMINEKTOMIESTANZE KÜLLING.

AUFWÄRTS 40°, DEMONTIERBAR.



LAMINEKTOMIESTANZE KÜLLING.

AUFWÄRTS 40°, DEMONTIERBAR.

Einsatz und Nutzen

Laminektomiestanzen werden hauptsächlich in der Wirbelsäulen-Chirurgie für die Entfernung von Knorpel, Gewebe und Knochen verwendet.

Laminektomiestanze Külling – Das innovative Griff-Konzept der Külling Stanze lässt die Spitze der Stanze genauer kontrollieren und sorgt für eine ergonomische, kraftsparende Bewegung während des Stanzvorganges.


Theoretische sowie empirische Studien belegen, was im einfachen Vergleich eines herkömmlichen Kerrison Modells mit einer Laminektomiestanze Külling spürbar ist.

Einerseits zeigt sich, dass der Momentenverlauf beim neuen Griff einfacher ist und dadurch die Kontrolle der Laminektomiestanze verbessert wird. Andererseits wird klar, dass der notwendige Kraftaufwand bei der Laminektomiestanze Külling kleiner ist als bei einer herkömmlichen Kerrison Stanze.

Erfahren Sie mehr auf www.ulrich-swiss.ch

Die **Laminektomiestanze Külling** ist in folgenden Modellen erhältlich:


Laminektomiestanze Külling, aufwärts 40°, demontierbar, Schaftlänge 200 mm



Laminektomiestanze Külling, aufwärts 40°, demontierbar, Schaftlänge 230 mm



Flacher Schuh U07-124-..




2mm 3mm 4mm

- | | |
|------|------------|
| 2 mm | U07-124-20 |
| 3 mm | U07-124-30 |
| 4 mm | U07-124-40 |





Standard Schuh U07-123-..



1mm 2mm 3mm 4mm 5mm

- | | |
|------|------------|
| 1 mm | U07-123-10 |
| 2 mm | U07-123-20 |
| 3 mm | U07-123-30 |
| 4 mm | U07-123-40 |
| 5 mm | U07-123-50 |


Laminektomiestanze Külling, aufwärts 40°, demontierbar, Schaftlänge 270 mm



Laminektomiestanze Külling, aufwärts 40°, demontierbar, Schaftlänge 300 mm



Flacher Schuh U07-131-..




2mm 3mm 4mm

- | | |
|------|------------|
| 2 mm | U07-131-20 |
| 3 mm | U07-131-30 |
| 4 mm | U07-131-40 |



Standard Schuh U07-130-..



1mm 2mm 3mm 4mm 5mm

- | | |
|------|------------|
| 1 mm | U07-130-10 |
| 2 mm | U07-130-20 |
| 3 mm | U07-130-30 |
| 4 mm | U07-130-40 |
| 5 mm | U07-130-50 |

The BlackLine.

Laminektomi stanze Külling, BlackLine,
aufwärts 40°, demontierbar, Schaftlänge 200 mm



**Länge
200 mm**



Flacher Schuh U07-1219-..




2mm 3mm 4mm

2 mm	U07-1219-20
3 mm	U07-1219-30
4 mm	U07-1219-40



Standard Schuh U07-1209-..



1mm 2mm 3mm 4mm 5mm

1 mm	U07-1209-10
2 mm	U07-1209-20
3 mm	U07-1209-30
4 mm	U07-1209-40
5 mm	U07-1209-50

The BlackLine.

Laminektomi stanze Külling, BlackLine,
aufwärts 40°, demontierbar, Schaftlänge 230 mm



The BlackLine.

Laminektomi stanze Külling, BlackLine,
aufwärts 40°, demontierbar, Schaftlänge 270 mm



The BlackLine.

Laminektomiestanze Külling, BlackLine,
aufwärts 40°, demontierbar, Schaftlänge 300 mm



Weitere Külling Stanzen Modelle auf Anfrage.

ULRICH AG.
ST. GALLEN.

MÖVENSTRASSE 12
CH-9015 ST. GALLEN

T +41 71 314 62 62
F +41 71 314 62 99

www.ulrich-swiss.ch
info@ulrich-swiss.ch

