

REINIGUNGS ZUBEHÖR.

ULRICH SWISS.



Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Titel	Seite
1.0	REINIGUNGSBÜRSTEN AUS NYLON	2
1.1	Reinigungsbürsten aus Nylon	3
1.2	Doppelendige Reinigungsbürsten aus Nylon	4
1.3	Rundbürsten aus Nylon	5
2.0	REINIGUNGSBÜRSTEN AUS KUNSTSTOFF	6
2.1	Reinigungsbürsten aus Kunststoff	7
2.2	Doppelendige Reinigungsbürsten aus Kunststoff	8
3.0	REINIGUNGSKLAMMERN	9
3.1	Reinigungsklammer	10
3.2	Reinigungsbügel	11

REINIGUNGS ZUBEHÖR.

1.0 REINIGUNGSBÜRSTEN AUS NYLON.



REINIGUNGSBÜRSTEN AUS NYLON.

1.1 REINIGUNGSBÜRSTEN AUS NYLON.



Reinigungsbürsten mit Nylonborsten

Borsten material	Borsten Typ	Bürstenkopf Länge	Gesamt Länge	Hitzebeständigkeit	RDG-Tauglichkeit	Artikel Nr.
Nylon	weich	75 mm	21.5 cm	323° C	Ja	U64-201-00
	mittel-hart	75 mm	21.5 cm	323° C	Ja	U64-202-00
	hart	75 mm	21.5 cm	323° C	Ja	U64-203-00

REINIGUNGSBÜRSTEN AUS NYLON.

1.2 DOPPELENDIGE REINIGUNGSBÜRSTEN AUS NYLON.




Doppelendige Reinigungsbürsten mit Nylonborsten

Borsten material	Borsten Typ	Bürstenkopf Länge	Gesamt Länge	Hitzebeständigkeit	RDG-Tauglichkeit	Artikel Nr.
Nylon	weich	25 mm / 35 mm	17.5 cm	325° C	Ja	U64-221-00
	mittel-hart	25 mm / 35 mm	17.5 cm	325° C	Ja	U64-222-00

REINIGUNGSBÜRSTEN AUS NYLON.

1.3 RUNDBÜRSTEN AUS NYLON.




Rundbürsten, klein, mit Nylonborsten

Borsten material	Bürstenkopf Durchmesser	Bürstenkopf Länge	Gesamt Länge	Hitzebeständigkeit	RDG-Tauglichkeit	Artikel Nr.
Nylon	ø 2.5 mm	30 mm	50 cm	134° C	Ja	U64-100-01
	ø 4.0 mm	100 mm	30 cm	134° C	Ja	U64-100-02
	ø 6.0 mm	100 mm	30 cm	134° C	Ja	U64-100-03
	ø 7.0 mm	80 mm	35 cm	134° C	Ja	U64-100-04
	ø 8.0 mm	100 mm	30 cm	134° C	Ja	U64-100-05
	ø 10.0 mm	100 mm	30 cm	134° C	Ja	U64-100-06
	ø 15.0 mm	100 mm	30 cm	134° C	Ja	U64-100-07
Reinigungsbürsten-Set, bestehend aus 7 kleinen Rundbürsten (Art. Nr. U64-100-01 bis U64-100-07)						U64-100-00

REINIGUNGS ZUBEHÖR.

2.0 REINIGUNGSBÜRSTEN AUS KUNSTSTOFF.



REINIGUNGSBÜRSTEN AUS KUNSTSTOFF.

2.1 REINIGUNGSBÜRSTEN AUS KUNSTSTOFF.



Reinigungsbürsten mit Kunststoffborsten

Borsten material	Borsten Typ	Bürstenkopf Länge	Gesamt Länge	Hitzebeständigkeit	RDG-Tauglichkeit	Artikel Nr.
Kunststoff	extra hart	75 mm	21.5 cm	323° C	Ja	U64-211-00



Reinigungsbürsten mit Kunststoffborsten, Griff bajonettförmig gebogen

Borsten material	Borsten Typ	Bürstenkopf Länge	Gesamt Länge	Hitzebeständigkeit	RDG-Tauglichkeit	Artikel Nr.
Kunststoff	extra hart	75 mm	21.5 cm	323° C	Ja	U64-212-00

REINIGUNGSBÜRSTEN AUS KUNSTSTOFF.

2.2 DOPPELENDIGE REINIGUNGSBÜRSTEN AUS KUNSTSTOFF.



Doppelendige Reinigungsbürsten mit Kunststoffborsten

Borsten material	Borsten Typ	Bürstenkopf Länge	Gesamt Länge	Hitzebeständigkeit	RDG-Tauglichkeit	Artikel Nr.
Kunststoff	extra hart	30 mm / 40 mm	17.5 cm	329° C	Ja	U64-231-00

REINIGUNGS ZUBEHÖR.

3.0 REINIGUNGSKLAMMERN.



REINIGUNGSKLAMMERN.

3.1 REINIGUNGSKLAMMERN.



Reinigungsklammern zum Fixieren von doppelt übersetzten Knochenzangen wie Hohlmeisselzangen, Knochensplitterzangen usw.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge
U65-601-55	Reinigungs-Klammer, klein, für kleine und mittlere Knochenzangen	15 mm	55 mm
U65-601-70	Reinigungs-Klammer, gross, für mittlere und grosse Knochenzangen	15 mm	55 mm

- + Die Reinigungsklammern sind biegsam und können auf das entsprechende Knochenzangen-Modell angepasst werden.
- Aufgrund der Breite der Reinigungsklammer können sich Spülschatten bilden.

REINIGUNGSKLAMMERN.

3.2 REINIGUNGSBÜGEL.



Reinigungsbügel zum Fixieren von doppelt übersetzten Knochenzangen wie Hohlmeisselzangen, Knochensplitterzangen usw.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge
U65-603-55	Reinigungs-Bügel, klein, für kleine und mittlere Knochenzangen	ø 3.0 mm	55 mm
U65-603-70	Reinigungs-Bügel, gross, für mittlere und grosse Knochenzangen	ø 3.0 mm	55 mm

- + Die Reinigungsbügel sind delikat und vermeiden die Bildung von Spülschatten.
- Die Reinigungsbügel sind starr und können zur Anpassung an das entsprechende Instrument nicht in die gewünschte Form gebogen werden.

Weitere Modelle von Reinigungsbürsten und anderem Reinigungszubehör
auf Anfrage.

ULRICH AG.
ST. GALLEN.

MÖVENSTRASSE 12
CH-9015 ST. GALLEN

T +41 71 314 62 62
F +41 71 314 62 99

www.ulrich-swiss.ch
info@ulrich-swiss.ch

