

HAMMER DONAR.

SOFTGRIP. SCHWARZ. TYP AO.



## HAMMER DONAR.

### **SOFTGRIP. SCHWARZ. TYP AO.**





#### **Einsatz und Nutzen**

**Hammer Donar** – Dieser chirurgische Hammer wird hauptsächlich in der Orthopädie für verschiedene Operationsanforderungen verwendet.

**Softgrip** – Der neue Handgriff aus Silikon gibt dem Benutzer ein besseres Gefühl. Der Softgrip Handgriff fühlt sich gut in der Hand, und gewährt dem Operateur eine hohe Griffigkeit, auch mit feuchten Handschuhen.

Der neue Hammer Donar mit Softgrip absorbiert die Vibrationen beim Schlag besser und bietet dadurch einen ergonomischen Vorteil.





Der **Hammer Donar** ist in vier Gewichtsklassen erhältlich:

	<b>300 g</b>	U40-826-02	Hammer Donar, Softgrip, schwarz, Typ AO	
	<b>500 g</b>	U40-826-03	Hammer Donar, Softgrip, schwarz, Typ AO	
	<b>700 g</b>	U40-826-04	Hammer Donar, Softgrip, schwarz, Typ AO	
	<b>1'000 g</b>	U40-826-06	Hammer Donar, Softgrip, schwarz, Typ AO	

## HAMMER DONAR.

**MIT KUNSTSTOFFBACKEN.**



	<b>600 g</b>	U40-820-10	Hammer Donar mit Kunststoffbacken, Softgrip, schwarz, Typ AO, 24 cm	
		U40-820-11	Ersatz Kunststoffbacken zu Hammer Donar	

Weitere Modelle von Hämmern und anderen orthopädischen  
Instrumente finden Sie in unserem Online-Katalog auf  
[www.ulrich-swiss.ch](http://www.ulrich-swiss.ch)

**ULRICH AG.**  
**ST. GALLEN.**

MÖVENSTRASSE 12  
CH-9015 ST. GALLEN

T +41 71 314 62 62  
F +41 71 314 62 99

[www.ulrich-swiss.ch](http://www.ulrich-swiss.ch)  
[info@ulrich-swiss.ch](mailto:info@ulrich-swiss.ch)

